


Anti-Cofilin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P23528

품목 번호: CM0008660



소개

CamelBio의 토끼 항-Cofilin 단일클론 항체는 인간 Cofilin-1 (P23528)을 표적으로 하며 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 액틴 역학, 세포 이동 및 배아 발달 연구에 도움을 줍니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cofilin Rabbit mAb
비고/별칭	CFL; cofilin; HEL-S-15; Cofilin
종	인간
유전자 ID	1072 (인간)
면역원	인간 Cofilin (P23528)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P23528
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백