

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cog1 폴리클로널 항체 - Q8Wtw3

품목 번호: CM0022327

소개

사람 COG1(보존된 올리고머 골지 복합체 서브유닛)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 사람, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 골지 기능 및 CDG2G 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COG1 Rabbit pAb
비고/별칭	LDLB; CDG2G; COG1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	9382
Gene ID	9382
면역원	사람 COG1 (NP_061184.1)의 아미노산 835-935 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫트
SWISS	Q8WTW3
단백질 분자량	109kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)