

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Cog2 토끼 다클론 항체 - Q14746

품목 번호: CM0027737

소개

CamelBio는 골지 형태와 기능에 필수적인 보존된 올리고머성 골지 복합체 서브유닛인 COG2(Q14746)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체를 제공합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 골지 수송 및 선천성 당화장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COG2 토끼 pAb
비고/별칭	LDLC; CDG2Q; COG2
종	인간
유전자ID (인간)	22796
유전자ID	22796
면역원	인간 COG2(NP_031383.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용분야	WB, IHC-P, ELISA
교차반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q14746
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스백