

Wb, Elisa용 Anti-Cog3 다클론 항체 - Q96Jb2

품목 번호: CM0021386

소개

인체 COG3(SEC34)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, Western blot(WB) 및 ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 골지체 수송 연구에 유용합니다. 94 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COG3 토끼 pAb
비고/별칭	SEC34; COG3
종	인간
유전자 ID	83548 (인간)
면역원	인간 COG3(NP_113619.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q96JB2
단백질 무게	94kDa
배송	아이스팩