


웨스턴 블롯, Elisa용 Anti-Cog4 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9H9E3

품목 번호: CM0014176



소개

인간 COG4를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 골지체 기능, SNARE-pin 조립 및 역행 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COG4 Rabbit pAb
비고/별칭	COD1; CDG2J; SWILS; COG4
종	인간
유전자 ID (인간)	25839
면역원	인간 COG4 (NP_056201.2)의 아미노산 310-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q9H9E3
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백