

Wb, Elisa용 Anti-Cog6 토끼 다클론 항체 - Q9Y2V7

품목 번호: CM0015469

소개

인간 COG6(SWISS Q9Y2V7)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 골지체 연구와 선천성 당화 장애 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COG6 토끼 pAb
비고/별칭	COD2; SHNS; CDG2L; COG6
종	인간
GeneID (인간)	57511
GeneID	57511
면역원	인간 COG6(NP_065802.1)의 아미노산 508-657에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9Y2V7
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩