

If/Icc, Elisa용 Anti-Cog7 Rabbit Polyclonal Antibody - P83436

품목 번호: CM0028603

소개

인간 COG7를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, IF/ICC 및 ELISA에서 검증됨. 골지체 기능 및 단백질 수송 연구에 적합. 인간 COG7 (P83436)을 인식함.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COG7 Rabbit pAb
비고/별칭	CDG2E; COG7
종	인간
GeneID (인간)	91949
GeneID	91949
면역원	인간 COG7 (NP_705831.1)의 아미노산 511-770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
분류	폴리클로날 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P83436
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백