

Wb, Ip, Elisa용 항코일린 다클론 항체 - P38432

품목 번호: CM0029420

소개

웨스턴 블롯, 면역침전 및 ELISA에 사용되는 인간 코일린(p80-코일린)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 카할체 동역학 및 snRNP 조립 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	코일린 토끼 pAb
비고/별칭	CLN80; p80-코일린; 코일린
종	인간
유전자ID (인간)	8161
유전자ID	8161
면역원	인간 코일린(NP_004636.1)의 아미노산 297-576에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P38432
단백질 분자량	63kDa
운송	아이스백