

Wb, Elisa용 항-코일린 토끼 단클론 항체 - P38432

품목 번호: CM0011882

소개

인간 코일린(p80-코일린)에 대한 재조합 토끼 단클론 항체로, WB와 ELISA에서 검증되었습니다. 카탈체에서 코일린을 검출하며 마우스와 교차 반응합니다. snRNP 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	코일린 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CLN80; p80-코일린; 코일린
종	인간
GeneID (인간)	8161
GeneID	8161
면역원	합성 펩티드: 인간 코일린(P38432)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P38432
단백질 분자량	63kDa
배송 방식	아이스백