


Wb, Elisa용 항콜라겐 알파-1(X) 사슬(Anti-Col10A1) 토끼 다클론 항체 - Q03692

품목 번호: CM0022846



소개

인간 COL10A1(콜라겐 알파-1(X) 사슬)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 연골 무기화, 내연골 골화 및 골 성장 장애 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COL10A1 토끼 pAb
비고/별칭	COL10A1; collagen alpha-1(X) chain
종	인간
유전자ID (인간)	1300
유전자ID	1300
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q03692
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백