

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Col11A1 단일클론 항체 - P12107

품목 번호: CM0005622

소개

인간 COL11A1에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 세포외기질 및 콜라겐 섬유 형성 연구에 이상적입니다. CamelBio의 원스톱 IVD 원자재 공급에서 조달되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                         |
| 제품명         | COL11A1 Rabbit mAb                                        |
| 비고/별칭       | STL2, COLL6, CO11A1, DFNA37, COL11A1                      |
| 종           | 인간(Human)                                                 |
| GeneID (인간) | 1301                                                      |
| GeneID      | 1301                                                      |
| 면역원         | 인간 COL11A1 (NP_001845.3)의 아미노산 301-400 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드 |
| 공급원         | 토끼(Rabbit)                                                |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                   |
| 애플리케이션      | WB, IF/ICC, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간(Human)                                                 |
| SWISS       | P12107                                                    |
| 단백질 분자량     | 167kDa/176kDa/181kDa/182kDa                               |
| 배송          | 아이스 백(Ice bag)                                            |