

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Col11A1 다클론 항체 - P12107

품목 번호: CM0013792

소개

인간 COL11A1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 연골 세포외기질 및 콜라겐 원섬유 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL11A1 토끼 pAb
비고/별칭	STL2, COL6, COL11A1, DFNA37, COL11A1
종	인간
GeneID (인간)	1301
GeneID	1301
면역원	인간 COL11A1(NP_542196.2)의 아미노산 260-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P12107
단백질 분자량	181kDa
배송	얼음팩