

Wb, Elisa용 항-Col11A2 다클론 항체 - P13942

품목 번호: CM0013643

소개

WB와 ELISA에서 검증된 COL11A2 토끼 다클론 항체. 원섬유 형성에 관여하는 인간 콜라겐 알파-2(XI) 사슬(172 kDa)을 표적으로 합니다. 세포외기질 연구, 청력 상실 연구 및 진단 검사 개발에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	COL11A2 토끼 pAb
비고/별칭	HKE5, PARP, STL3, FBCG2, DFNA13, DFNB53, OSMEDA, OSMEDB, COL11A2
종	인간
유전자 ID (인간)	1302
유전자 ID	1302
면역원	인간 COL11A2 (NP_542411.2)의 아미노산 210-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P13942
단백질 분자량	172kDa
배송 방법	아이스백