

Wb, If/Icc, Elisa용 Col1A1 폴리클로널 항체 - P02452

품목 번호: CM0025577



소개

인간 COL1A1 (Collagen alpha-1(I) chain)에 대한 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 COL1A1을 검출합니다. 재조합 면역원 (aa 1359-1464). 세포외기질, 콜라겐 및 뼈 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1277
GeneID	1277
면역원	인간 COL1A1 (NP_000079.2)의 아미노산 1359-1464에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P02452
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)