


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Col2A1 Rabbit Monoclonal Antibody - P02458

품목 번호: CM0009194



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 COL2A1 Rabbit Monoclonal Antibody입니다. 인간 COL2A1과 반응하며, 연골 연구 및 골격 발달 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL2A1 Rabbit mAb
비고/별칭	AOM; ACG2; ANFH; LCPD; SEDC; STL1; VPED; ANFHI; EDMMD; OSCDP; PLSDT; SEDSTN; SMDALG; COL11A3; SEMDSTWK
종	인간
GeneID (인간)	1280
면역원	인간 COL2A1 (NP_001835.3)의 아미노산 1242-1487에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P02458
단백질 분자량	30 kDa/134 kDa/142 kDa
배송	아이스백