

Wb, Elisa용 Anti-Col2A1 토끼 다클로날 항체 - P28481

품목 번호: CM0026642



소개

COL2A1에 대한 토끼 다클로날 항체로, 연골 조직에 특이적입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 쥐와 반응합니다. 골격 발달 및 연골 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	COL2A1 Rabbit pAb
비고/별칭	Dmm; Lpk; Col2; Del1; Col2a; Col2a-1; M100413; Rgsc413; Rgsc856
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	1280
GeneID	12824
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 쥐
SWISS	P28481
단백질 분자량	132-142 kDa
배송	아이스 팩