


Anti-Col4A2 폴리클론 항체 (Wb, Elisa 용) - P08572

품목 번호: CM0028943



소개

인간 콜라겐 알파-2(IV) 사슬(COL4A2)을 표적으로 하는 토끼 폴리클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 기저막, 혈관신생 및 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COL4A2 Rabbit pAb
비고/별칭	ICH; BSVD2; POREN2; COL4A2
종	인간
유전자 ID (인간)	1284
유전자 ID	1284
면역원	인간 COL4A2 (NP_001837.2)의 아미노산 1486-1712에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
분류	폴리클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08572
단백질 분자량	168kDa
배송	아이스백