

Wb, If/Icc, Elisa용 항Col4A3 토끼 다클론 항체 - Q01955

품목 번호: CM0021639



소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 COL4A3 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 래트와 반응합니다. 사구체 여과 및 항혈관신생 연구에 관여하는 주요 기저막 단백질인 콜라겐 알파-3(IV) 사슬을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COL4A3 Rabbit pAb
비고/별칭	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3
종	사람
유전자ID (사람)	1285
유전자ID	1285
면역원	사람 COL4A3 (NP_000082.2)의 아미노산 1555-1669 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q01955
단백질 분자량	162kDa
배송	아이스백