

Anti-Col4A3Bp 폴리클로날 항체 (Cert, Gbp, Stard11) - Q9Y5P4

품목 번호: CM0014668



소개

인간 COL4A3BP (CERT, GPBP, STARD11)에 대한 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 랫트와 교차 반응합니다. 소포체가 아닌 ER에서 골지로의 지질 운반을 매개하는 세라마이드 전달 단백질을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL4A3BP Rabbit pAb
비고/별칭	CERT; GPBP; CERTL; MRD34; STARD11; COL4A3BP
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	10087
항원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 COL4A3BP (NP_112729.1)의 아미노산 369-598에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q9Y5P4
단백질 분자량	71kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)