


Wb 및 Elisa용 Anti-Col4A4 폴리클로날 항체 - P53420

품목 번호: CM0022788



소개

인간 콜라겐 알파-4(IV) 사슬(COL4A4)에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 기저막 생물학, 알포트 증후군 및 사구체 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL4A4 Rabbit pAb
비고/별칭	BFH; ATS2; BFH1; CA44; COL4A4
종	인간
GeneID (Human)	1286
GeneID	1286
면역원	인간 COL4A4의 아미노산 1573-1690에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_000083.3)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P53420
단백질 분자량	164kDa
배송	아이스백