


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Col4A5 폴리클로날 항체 - P29400

품목 번호: CM0028969



소개

사람 IV형 콜라겐 알파-5 사슬에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사구체 기저막 생물학 및 알포트 증후군(Alport syndrome) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL4A5 Rabbit pAb
비고/별칭	ATS, ASLN, ATS1, CA54, COL4A5
종 (Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1287
유전자 ID	1287
면역원 (Immunogen)	사람 COL4A5 (NP_203699.1)의 아미노산 1462-1691에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용 (Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성 (Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P29400
단백질 분자량	161kDa
배송 (Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)