

Anti-Col5A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P20908

품목 번호: CM0018702



소개

인간 COL5A1 (Collagen alpha-1(V) chain)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 인간 및 마우스 COL5A1을 검출합니다. 세포외 기질 연구 및 콜라겐 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	COL5A1 Rabbit pAb
비고/별칭	EDSC; FMDMF; EDSCL1; COL5A1
종	인간
GeneID (Human)	1289
GeneID	1289
면역원	인간 COL5A1 (NP_000084.3)의 아미노산 300-400에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P20908
단백질 무게	184kDa
배송	아이스팩