

Wb, Elisa용 Anti-Col6A2 폴리클로널 항체 - P12110

품목 번호: CM0024702



소개

사람 COL6A2를 타겟으로 하는 고품질 토끼 폴리클로널 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며 마우스와 교차 반응합니다. 세포외기질 및 콜라겐 VI 연구에 이상적입니다. SWISS: P12110.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	COL6A2 Rabbit pAb
비고/별칭	UCMD1; BTHLM1; PP3610; COL6A2
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	1292
GeneID	1292
면역원	사람 COL6A2 (NP_001840.3)의 아미노산 720-1019에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	P12110
단백질 분자량	109kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)