

Wb 및 Elisa용 Anti-Col9A1 폴리클로날 항체 - P20849

품목 번호: CM0029357



소개

인간 COL9A1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 쥐(Rat)와의 교차 반응성을 나타냅니다. 연골 및 유리체 세포외 기질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL9A1 Rabbit pAb
비고/별칭	MED; EDM6; STL4; DJ149L1.1.2; COL9A1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	1297
면역원(Immunogen)	인간 COL9A1 (NP_001842.3)의 아미노산 20-270에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐(Rat)
SWISS	P20849
단백질 분자량	92kDa
배송(Shipping)	아이스백