


Anti-Colec11 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwp8

품목 번호: CM0029650



소개

COLEC11 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간, 마우스, 래트에서의 WB, IHC-P, ELISA 응용에 적합합니다. 선천 면역, 세포사멸, 발생학에 관여하는 렉틴인 collectin-11을 표적합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COLEC11 Rabbit pAb
비고/별칭	3MC2; CLK1; CL-11; CL-K1-I; CL-K1-II; CL-K1-IIa; CL-K1-IIb; COLEC11
종	인간
유전자 ID (인간)	78989
유전자 ID	78989
면역원	인간 COLEC11 (NP_076932.1)의 아미노산 26-271에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BWP8
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백