

Anti-Colec12 폴리클론항체 (Wb, Elisa용) - Q5Ku26

품목 번호: CM0013737



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합한 COLEC12 토끼 폴리클론항체입니다. 인간 및 마우스 COLEC12(CL-P1, SRCL)와 반응합니다. 숙주 방어 및 oxLDL 섭취에서 스캐빈저 수용체 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	COLEC12 Rabbit pAb
별칭	CLP1, NSR2, SRCL, SCARA4, COLEC12
종	인간
유전자 ID (인간)	81035
면역원	인간 COLEC12 (NP_569057.1)의 아미노산 60-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q5KU26
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백