

Wb, Elisa용 Colgalt2 다클론 항체 - Q8Iyk4

품목 번호: CM0014035

소개

프로콜라겐 갈락토실트랜스퍼레이스 2(COLGALT2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람 및 마우스 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 콜라겐 글리코실화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COLGALT2 토끼 pAb
비고/별칭	Clorf17; GLT25D2; ColGalT 2; COLGALT2
종	사람
유전자 ID (사람)	23127
유전자 ID	23127
면역원	사람 COLGALT2(NP_055916.1)의 아미노산 28-230에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스
SWISS	Q8IYK4
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스팩