

Anti-Collagen Alpha-1(Xvi) Chain (Col16A1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q07092

품목 번호: CM0021968

소개

COL16A1 Rabbit Polyclonal Antibody는 WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트의 콜라겐 알파-1(XVI) 체인을 검출하며, 이는 세포 부착 및 인테그린 신호 전달에 관여하는 분비형 세포외 기질 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COL16A1 Rabbit pAb
비고/별칭	447AA; FP1572; COL16A1
종	인간
GeneID	1307
면역원	인간 COL16A1 (NP_001847.3)의 아미노산 1000-1100에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q07092
단백질 분자량	158kDa
배송	아이스백