

웨스턴 블롯(Wb), 면역조직화학(Ihc-P), 면역형광/면역세포화학(If/Icc), Elisa용 항-콜라겐 I/Col1A1 폴리클론항체 - P02452

품목 번호: CM0019670



소개

콜라겐 I/COL1A1을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 쥐, 래트와 반응. 뼈, 힘줄, 결합 조직 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	콜라겐 I/COL1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	O11; O12; O13; O14; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
종 특이성	인간
유전자 ID (인간)	1277
유전자 ID	1277
면역원	인간 콜라겐 I/COL1A1 (NP_000079.2)의 아미노산 1120-1218 서열에 상응하는 합성 펩타이드
항체원	토끼
카테고리	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02452
단백질 분자량	139kDa
배송 조건	아이스팩