


Anti-Collagen I/Col1A1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P02452

품목 번호: CM0008402



소개

Collagen I/COL1A1에 대한 고품질의 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포외기질 및 골대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Collagen I/COL1A1 Rabbit mAb
비고/별칭	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
종	Human
Gene ID (Human)	1277
Gene ID	1277
면역원	합성 펩타이드
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P02452
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스 팩