

Anti-Collagen I/COL1A1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02452

품목 번호: CM0018116



소개

사람 Collagen I/COL1A1을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 사람, 마우스, 쥐의 조직 및 세포에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포외 기질, 뼈 및 결합 조직 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Collagen I/COL1A1 Rabbit pAb
비고/별칭	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1; Collagen I/COL1A1
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1277
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 사람 Collagen I/COL1A1 (NP_000079.2)의 아미노산 1151-1250 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P02452
단백질 분자량	139 kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)