

Wb용 항콜라겐 I/Col1A1 토끼 다클론항체 Polymab® - P02452

품목 번호: CM0006868



소개

WB, IHC-P 및 IF 응용분야에 사용되는 콜라겐 I/COL1A1에 대한 토끼 PolymAb®입니다. 분자량 139 kDa인 인간, 마우스 및 래트 I형 콜라겐을 검출합니다. 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	콜라겐 I/COL1A1 토끼 PolymAb®
비고/별칭	OI1; OI2; OI3; OI4; EDSC; CAFYD; EDSARTH1
종	인간
유전자ID (인간)	1277
유전자ID	1277
면역원	인간 콜라겐 I/COL1A1 (NP_000079.2)의 아미노산 1150-1250 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론항체
응용분야	WB, IF/ICC, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02452
단백질 분자량	139 kDa
배송 방식	아이스 팩