

Anti-Collagen I/Col1A2 단일클론 항체 (Wb, Elisa용) - P08123

품목 번호: CM0002420



소개

WB, ELISA 애플리케이션용 Collagen I/COL1A2 토끼 mAb입니다. 인간, 마우스, 랫트에서 검증되었습니다. 표적 분자량은 129 kDa입니다. 세포외 기질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Collagen I/COL1A2 Rabbit mAb
비고/별칭	OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagen I/COL1A2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	1278
GeneID	1278
면역원(Immunogen)	인간 Collagen I/COL1A2 (NP_000080.2)의 아미노산 500-600 내부 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P08123
단백질 분자량	129kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)