

Wb, If/Icc, Elisa용 항-콜라겐 I/Col1A2 단일클론 항체 - P08123

품목 번호: CM0006551



소개

인간 콜라겐 I/COL1A2를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포외기질, 힘줄, 인대, 뼈 생물학 연구에 적합합니다. 마우스와 교차반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	콜라겐 I/COL1A2 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	O14; EDSCV; EDSARTH2; 콜라겐 I/COL1A2
종	인간
GeneID (인간)	1278
GeneID	1278
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	웨스턴 블롯, 면역형광/면역세포화학, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P08123
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백