

## Wb, If/Icc, Elisa용 항콜라겐 I/Col1A2 다클론 항체 - P08123

품목 번호: CM0021019



### 소개

인간 콜라겐 I/COL1A2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포외 기질, 뼈 및 결합 조직 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | Collagen I/COL1A2 Rabbit pAb                                     |
| 비고/별칭   | OI4; EDSCV; EDSARTH2; Collagen I/COL1A2                          |
| 종       | 인간                                                               |
| 유전자ID   | 1278 (인간)                                                        |
| 면역원     | 인간 콜라겐 I/COL1A2 (NP_000080.2)의 아미노산 1161-1260 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 원천      | 토끼                                                               |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                           |
| 적용 분야   | WB, IF/ICC, ELISA                                                |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 래트                                                      |
| SWISS   | P08123                                                           |
| 단백질 분자량 | 129kDa                                                           |
| 배송      | 아이스백                                                             |