

Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항콜라겐 I/Col1A2 토끼 다클론 항체 - P08123

품목 번호: CM0027501



소개

인간 콜라겐 I/COL1A2에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 콜라겐 생물학, 세포외 기질 및 골 무기화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	콜라겐 I/COL1A2 토끼 pAb
비고/별칭	O14; EDSCV; EDSARTH2; 콜라겐 I/COL1A2
종	인간
유전자ID (인간)	1278
유전자ID	1278
면역원	인간 콜라겐 I/COL1A2 (NP_000080.2)의 아미노산 501-600에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P08123
단백질 분자량	129 kDa
배송 방식	아이스백