


Wb, Elisa용 항-Collagen Ii 다클론 항체 - P02458

품목 번호: CM0023105



소개

인체 Collagen II(COL2A1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료하였으며, 마우스 및 랫드와 교차 반응성을 보입니다. 연골 발달 및 골격 생물학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Collagen II Rabbit pAb
비고/별칭	AOM; ANFH; SEDC; STLI; COL11A3; Collagen II
종	인체 (Human)
유전자 ID (인체)	1280
유전자 ID	1280
면역원	인체 Collagen II(NP_001835.3)의 100-200 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클론 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체, 마우스, 랫드
SWISS	P02458
단백질 분자량	142kDa
배송	아이스팩