

Anti-Collagen Iii Alpha 1/Col3A1 폴리클로날 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - P02461

품목 번호: CM0024992



소개

인간 Collagen III alpha 1 (COL3A1)을 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응. 세포외 기질 및 결합 조직 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Collagen III alpha 1/COL3A1 Rabbit pAb
비고/별칭	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagen III alpha 1/COL3A1
종	인간
GeneID (human)	1281
GeneID	1281
면역원	인간 Collagen III alpha 1/COL3A1 (NP_000081.2)의 아미노산 1201-1301에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P02461
단백질 분자량	139kDa
배송	아이스백