

Anti-Collagen Iii Alpha 1/Col3A1 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ip, Elisa용) - P02461

품목 번호: CM0003307



소개

Collagen III alpha 1/COL3A1 (P02461)에 대한 고품질의 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블로팅, 면역침전, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫트와 반응합니다. 세포외기질 및 결합조직 연구를 위한 신뢰할 수 있는 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Collagen III alpha 1/COL3A1 토끼 mAb
비고/별칭	EDS4A; EDSVASC; PMGEDSV; Collagen III alpha 1/COL3A1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1281
항원(Immunogen)	인간 Collagen III alpha 1/COL3A1 (P02461)의 아미노산 150-400에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P02461
단백질 분자량	139kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)