


Wb, If/Icc, Elisa용 콜라겐 Iv 토끼 단일클론 항체 - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

품목 번호: CM0004951



소개

콜라겐 IV 알파-3 사슬(Goodpasture 항원)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 쥐 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증되었습니다. 기저막 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Collagen IV Rabbit mAb
비고/별칭	ATS2; ATS3; BFH2; COL4A3/COL4A5/COL4A2/COL4A1
종	사람(Human)
유전자 ID (사람)	1285/1287/1284/1282
유전자 ID	1285/1287/1284/1282
면역원	재조합 단백질 (사람 COL4A3 (NP_000082.2)의 아미노산 1555-1669에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질)
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
단백질 분자량	162kDa
배송	아이스백