

## Wb, Elisa용 항콜라겐 VI/Col6A1 다클론 항체 - P12109

품목 번호: CM0028234



### 소개

인간 콜라겐 VI/COL6A1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA 응용 분야에서 검증되었습니다. 마우스와 교차 반응하며 세포외 기질, 세포 접착 및 근이영양증 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터       | 값                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명        | 콜라겐 VI/COL6A1 토끼 pAb                                                         |
| 비고/별칭      | OPLL; BTHLM1; UCHMD1; Collagen VI/COL6A1                                     |
| 종          | 인간                                                                           |
| 유전자ID (인간) | 1291                                                                         |
| 유전자ID      | 1291                                                                         |
| 면역원        | 인간 콜라겐 VI/콜라겐 VI/COL6A1 (NP_001839.2)의 아미노산 19-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천         | 토끼                                                                           |
| 카테고리       | 다클론 항체                                                                       |
| 응용 분야      | WB, ELISA                                                                    |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스                                                                      |
| SWISS      | P12109                                                                       |
| 단백질 분자량    | 109kDa                                                                       |
| 배송         | 아이스 팩                                                                        |