

Wb, Ihc-P, Elisa용 콜라겐 VI/Col6A1 토끼 단클론 항체 - P12109

품목 번호: CM0005481



소개

웨스턴 블롯, 면역조직화학 및 ELISA에서 검증된 재조합 항콜라겐 VI/COL6A1 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 래트 COL6A1(P12109)을 검출합니다. 세포외 기질 및 세포 부착 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	콜라겐 VI/COL6A1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	OPLL; BTHLM1; UCHMD1; 콜라겐 VI/COL6A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1291
유전자 ID	1291
면역원	인간 콜라겐 VI/COL6A1(P12109)의 37-235 아미노산을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P12109
단백질 분자량	109kDa
배송 방식	아이스 팩