


Anti-Collagen X/Col10A1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q03692

품목 번호: CM0002802



소개

인간 Collagen X/COL10A1을 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체로 WB 및 ELISA 응용에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트 샘플에서 검증되었습니다. 연골 광화 및 골격 장애 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Collagen X/COL10A1 Rabbit mAb
비고/별칭	COL10A1; collagen alpha-1(X) chain; Collagen X/COL10A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1300
유전자 ID	1300
면역원	합성 펩타이드 - 인간 Collagen X/COL10A1 (Q03692)의 아미노산 500-600에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q03692
단백질 분자량	66kDa
배송	아이스백