


## Wb, Ihc-P, Elisa용 항콜라겐 X/Col10A1 토끼 다클론 항체 - Q03692

품목 번호: CM0022275



### 소개

Western blot(WB), 면역조직화학(IHC-P) 및 ELISA에서 검증된 콜라겐 X/COL10A1 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 랫드와 반응합니다. 재조합 면역원이 사용되었습니다. 66 kDa 단백질을 검출합니다. 연골 및 골 무기질화 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | 콜라겐 X/COL10A1 토끼 다클론 항체                                               |
| 비고/별칭       | COL10A1; 콜라겐 알파-1(X) 사슬; 콜라겐 X/COL10A1                                |
| 종           | 사람                                                                    |
| 유전자 ID (사람) | 1300                                                                  |
| 유전자 ID      | 1300                                                                  |
| 면역원         | 사람 콜라겐 X/COL10A1(NP_000484.2)의 아미노산 521-680에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질 |
| 항체 유래       | 토끼                                                                    |
| 분류          | 다클론 항체                                                                |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                      |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 랫드                                                           |
| SWISS       | Q03692                                                                |
| 단백질 분자량     | 66 kDa                                                                |
| 배송          | 얼음팩                                                                   |