

Anti-Collagen Xvii/Col17A1 Rabbit Mab For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Umd9

품목 번호: CM0004736



소개

인간 콜라겐 XVII(COL17A1, BP180)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 반데스모شم, 기저막 및 수포성 천포창 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Collagen XVII/COL17A1 Rabbit mAb
비고/별칭	ERED; JEB4; BP180; BPA-2; BPAG2; LAD-1; BA16H23.2; Collagen XVII/COL17A1
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	1308
유전자 ID	1308
면역원	합성 펩타이드 인간 콜라겐 XVII/COL17A1 (Q9UMD9)의 아미노산 1300-1400 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q9UMD9
단백질 분자량	150kDa
배송	아이스백