


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Commd5 폴리클로날 항체 - Q9Gzq3

품목 번호: CM0020956



소개

토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 래트에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 엔도솜 재활용 및 세포 증식 조절에 관여하는 스캐폴드 단백질을 표적합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COMMD5 Rabbit pAb
비고/별칭	HCARG; HT002; COMMD5
종	인간
유전자 ID	28991
면역원	인간 COMMD5 (NP_054785.2)의 아미노산 1-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9GZQ3
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백