


Wb, If-P, Elisa용 Anti-Comp 폴리클로날 항체 - P49747

품목 번호: CM0029287



소개

인간 COMP(Cartilage Oligomeric Matrix Protein)를 표적하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF-P, ELISA에서 검증됨. 마우스, 래트와 교차반응. 연골 ECM 및 골관절염 연구에 사용.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	COMP 토끼 pAb
비고/별칭	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
종	인간
GeneID (인간)	1311
GeneID	1311
면역원	인간 COMP (NP_000086.2)의 아미노산 20-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49747
단백질 분자량	83 kDa
배송	아이스백