


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Comp 다클론 항체 - P49747

품목 번호: CM0017455



소개

WB, IF/ICC 및 ELISA용 인간 COMP(트롬보스폰딘-5)에 대한 토끼 다클론 항체. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 연골, ECM 및 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	COMP Rabbit pAb
비고/별칭	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
종	인간
GeneID	1311
면역원	인간 COMP(NP_000086.2)의 아미노산 20-160에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P49747
단백질 분자량	83kDa
배송	아이스팩