


Wb, Elisa용 항Comp 토끼 단클론 항체 - P49747

품목 번호: CM0003526



소개

인간 연골 올리고머성 기질 단백질(Cartilage Oligomeric Matrix Protein, COMP, TSP5)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. WB 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 래트와 교차 반응합니다. 연골 및 세포외기질(ECM) 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	COMP 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MED; CTS2; EDM1; EPD1; TSP5; PSACH; THBS5; TSP-5; COMP
종	인간
GeneID (인간)	1311
GeneID	1311
면역원	인간 COMP (NP_000086.2)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P49747
단백질 분자량	83 kDa
배송 방식	아이스 팩