


Anti-Complement C2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - P06681

품목 번호: CM0017903



소개

사람 Complement C2를 타겟으로 하는 토끼 다가클로날 항체로, 웨스턴 블로트 및 ELISA에 적합합니다. 보체 활성화, 면역 방어, 그리고 노인성 황반 변성 연구에 활용할 수 있습니다. 사람 C2(83 kDa)와 교차 반응합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	C2 Rabbit pAb
비고/별칭	CO2; ARMD14; C2
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	717
GeneID	717
면역원(Immunogen)	사람 C2 (NP_000054.2)의 아미노산 453-752 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human)
SWISS	P06681
단백질 분자량	83kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)